

Inogen Rove® 6. Kraftfull, liten og kompakt bærbar oksygenkonsentrator.



Art.nr. 342232

Inkludert:



Batteri 8-celler
Art.nr. 339815



Batteri 16-celler
Art.nr. 339816
(ikke inkludert i system)



Batterilader
Art.nr. 339818



12 V-kabel
Art.nr. 333479



Bærevekke
Art.nr. 339819

Tilbehør:



Ekstern batterilader
Art.nr. 339817



Ryggsekk
Art.nr. 339820



Tralle
Art.nr. 340157

Produktbeskrivelse

Inogen Rove 6 lettvekts bærbar oksygenkonsentrator for oksygenbehandling i hjemmet og på reise. Godkjent for bruk om bord på fly.

Inogen Rove 6 er praktisk og pålitelig, samt robust og driftssikker med god batterikapasitet. Enheten har 6 innstillinger for oksygentilførsel og er enkel i bruk.

Inogen Rove 6 er støysvak og krever lite vedlikehold. Enheten kan brukes samtidig som den er koblet til ekstern strømkilde.

Tekniskdata

Dimensjoner (L x B x H)	18 x 8 x 18 cm (H=20,7 cm 8-celler batteri og 22,9 cm med 16-celler batteri)
Vekt	2,1 kg med 8-celler batteri (2,6 kg med 16-celler batteri)
Strømforsyning	Lader for 100–240 VAC, 50–60 Hz, med transformator, 12 VDC
Lydnivå	39 dBA på innstilling 2
Batteri	6,25 timer på innstilling 1 (batteri 8-celler) 13,75 timer på innstilling 1 (batteri 16-celler)
Ladetid	3 timer (batteri 8-celler) 6 timer (batteri 16-celler)
Oksygenkonsentrasjon	90 % (-3 % til +6 %) på alle innstillinger
Oksygentilførsel	Avansert pulsdose, innstilling 1, 2, 3, 4, 5, og 6
Bruksområde	Stasjonær, bærbar og på reise. FAA godkjent for bruk ombord på fly

Bolusvolum	Innstilling	Minuttvolum [ml/min]	Pustefrekvens pr. minutt [ml ±15 %]						
			10	15	20	25	30	35	40
			1	210	21,0	14,0	10,5	8,4	7,0
2	420	42,0	28,0	21,0	16,8	14,0	12,0	10,5	
3	630	63,0	42,0	31,5	25,2	21,0	18,0	15,8	
4	840	84,0	56,0	42,0	33,6	28,0	24,0	21,0	
5	1 050	105,0	70,0	52,5	42,0	35,0	30,0	26,3	
6	1 260	126,0	84,0	63,0	50,4	42,0	36,0	31,5	

Tabellen ovenfor tar hensyn til flowinnstilling og pustefrekvens på pulsstørrelse ved havnivå.

Batteritid	Innstilling	Strømförbruk[W]	8-cellsbatteri:	16-cellsbatteri:
		8-cellsbatteri/16-cellsbatteri	14,4 V, 3,2 Ah. [time:min]	14,4 V, 6,4 Ah. [time:min]
1		14,6/14,8	6:15	12:45
2		18,7/18,4	5:00	10:15
3		26,9/26,7	3:15	6:30
4		37,8/37,4	2:15	5:15
5		48,5/48,4	1:45	3:30
6		61,5/61,1	1:15	2:30

Batteritider baseres på gjennomsnittsverdier, merk at tider kan variere avhengig av bruksforholdene.

Bestillingsnummer Linde Healthcare

Varenummer	Varetekst
342232	Inogen Rove 6 system, komplett med 8-cellsbatteri
342233	Inogen Rove 6 system, komplett med 16-cellsbatteri
339815	Inogen Rove 6 8-cellsbatteri
339816	Inogen Rove 6 16-cellsbatteri
339817	Inogen Rove 6 ekstern batterilader
339818	Inogen Rove 6 100-240 VAC lader komplett
339819	Inogen Rove 6 bæreevneske
339820	Inogen Rove 6 ryggsekk
340157	Inogen Rove 6 tralle
342359	Inogen Rove 6 partikkelfilter, 2 stk/frp.
339822	Inogen Rove 6 sieve beds kit
333479	Inogen Rove 6 12 V-kabel
339824	Inogen Rove 6 bruksanvisning

Kundeservice

For bestilling eller mer informasjon om våre Inogen Rove 6 produkter, vennligst kontakt vårt kundesenter: Telefon 815 59 095
healthcare.no@linde.com